

COMBO

Nd:YAG LASER + KTP LASER

Q-LAS

H

A.R.C.



Láser 2 en 1

Súper vista coaxial

Q-LAS, CLASSIC

IDEAL PARA:

- CATARATA SECUNDARIA
- TERAPIA DE GLAUCOMA IRIDOTOMÍA
- PHOTOCOAGULACIÓN



A.R.C.



RÁPIDO + FÁCIL DE ENFOCAR





¡LA SUPER ESTRELLA de los Sistemas de Fotocoagulación! Lo último en rendimiento de fotocoagulación con láser. Con la consola láser sobre la mesa, todas las funciones son fácilmente accesibles desde la base de la lámpara.

Es lo que se conoce como PERFECCIÓN.

La precisión es la clave

Fotocoagulación en la periferia del fondo es un desafío para la mayoría de losfotocoaguladores láser. Pero NO con el Classic A.R.C. Incluso con el YAG combinado en la commisma lámpara de hendidura, la coagulaciónperiférica es práctica y sencilla.

ARC ofrece la opción de "3 en 1" combinando un láser YAG, un fotocoagulador láser y una toque selecciona los parámetros de sistema integrado.

Intuitivo, dial de control de un solo toque selecciona los parámetros de tratamiento

ESPECIFICACIONES

	Q-LAS	CLASSIC 532
Longitud de onda	Q-switched, Nd:YAG, 1064 nm	KTP - 532 nm
Potencia de salida	0.5 mJ to 10 mJ - Single Pulse	1.5 Watt max. @ distal fiber end
Therapy beam Modo de operacion	0.1 mJ steps from 0.5 mJ (<4 ns) Burst mode 1, 2 or 3 Pulses Cone angle 16°, Spot size <10 µm Quasi Gauss mode structure	10 ms to 1s, Pulsed, Single / Interval 100 ms to 1,000 ms / 1 to 9 Hz
Beam Delivery	Coupling in slit lamp	Fiber connector A.R.C. / 50 µm
Display / Control	LED Interface	LED Interface, Jog dial
Cooling	Internal, air	Internal, forced air
Aiming Beam	635 nm red < 1mW, adjustable	Red 635 nm < 1mW, adjustable
Requerimientos energia	100-240 V AC, 47/63 Hz, 90 VA	100-240 V AC, 47/63 Hz, 1.4-0.6A
Peso / Dimensiones with table and slit lamp	50 kg HWD < 99 cm / 100 cm / 58 cm	3.3 kg HWD 190 x250 x 170 mm
Laser classificacion EN 60825-1	Therapy beam: 3B Aiming beam: 2	Therapy beam: 4 Aiming beam: 2